



sartorius

Забудьте о долгом диализе – мягкая замена буфера за несколько минут

Получите
диализные
вставки в
подарок!



Vivaspin® 20




Диализная вставка

**Вы
получаете**

Диализ с помощью Vivaspin® 20

- Высокая скорость обеспечивает защиту от протеаз
- Замена буфера в течение нескольких минут вместо диализа на протяжении всей ночи
- Одновременная замена буфера и концентрирование
- Мягкая градиентная замена буфера с помощью колпачков

Скорость и мягкое воздействие: непрерывная замена буфера с помощью диализных вставок



Диализные вставки позволяют сменить буфер более мягким способом благодаря плавному градиенту концентрации

Снижение концентрации солей предотвращает преципитацию белка


Быстрая и мягкая замена буфера благодаря Vivaspin® 20 с мембраной из полиэфирсульфона

Порог отсечки по молек.массе	Количество в большой упаковке*	Код заказа
3 000 Да	48	VS2092
5 000 Да	48	VS2012
10 000 Да	48	VS2002
30 000 Да	48	VS2022
50 000 Да	48	VS2032
100 000 Да	48	VS2042
300 000 Да	48	VS2052
1 000 000 Да	48	VS2062
0,2 мкм	48	VS2072


+ Диализные вставки в подарок (12 шт.)!

* Концентраты Vivaspin® 20 также доступны к заказу в виде небольшой упаковки (12 шт.)

Do you have a #passionforscience?
Discover it. Share it. Love it.
www.passionforscience.com



Забудьте о диализе на протяжении ночи – меняйте буфер за минуты!



Узнайте, как можно значительно сократить длительность процесса, скачайте

Указания по применению на сайте:

www.sartorius.com/product/product-detail/VSA005/



Это также поможет сэкономить время и реагенты в сравнении с традиционным способом диализа.

Для размещения заказа свяжитесь с вашим местным представительством.

Контактная информация

ООО «Сарториус РУС»
199155, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Уральская, д. 4

Тел.: +78123275327
Факс: +78123275323

e-mail: russia@sartorius.com
www.sartorius.ru

Промокод: LLFAD00119

При размещении заказа воспользуйтесь данным промокодом

www.sartorius.ru/promo-df-cup turning science into solutions

